

NAVODILO ZA DELO Z ANALITSKO TEHTNICO
XPE204M METLER TOLEDO



Šifra: OBR1-NZD-LAB-001

Verzija: 03

PRILOGA 1: Kontrola z zunanjo utežjo

Stran __ od __

Datum preverjanja: _____

Ura preverjanja: _____

Očiščenost [DA/NE]: _____

Niveliranost [DA/NE]: _____

Notranja kalibracija [DA/NE]: _____

Preverjanje teže tehtnice

Kontrolna utež [ID]: G1841677

Izmerjena masa kontrolne uteži: _____

Kriterij sprejemljivosti: ± 0.5 mg (0.0005g)

Preverjanje uteži ustreza kriterijem sprejemljivosti
[DA/NE]: _____

Komentar: _____

Izvedel [Datum/podpis]: _____

Preveril [Datum/podpis]: _____

Datum preverjanja: _____

Ura preverjanja: _____

Očiščenost [DA/NE]: _____

Niveliranost [DA/NE]: _____

Notranja kalibracija [DA/NE]: _____

Preverjanje teže tehtnice

Kontrolna utež [ID]: G1841677

Izmerjena masa kontrolne uteži: _____

Kriterij sprejemljivosti: ± 0.5 mg (0.0005g)

Preverjanje uteži ustreza kriterijem sprejemljivosti
[DA/NE]: _____

Komentar: _____

Izvedel [Datum/podpis]: _____

Preveril [Datum/podpis]: _____

Datum preverjanja: _____

Ura preverjanja: _____

Očiščenost [DA/NE]: _____

Niveliranost [DA/NE]: _____

Notranja kalibracija [DA/NE]: _____

Preverjanje teže tehtnice

Kontrolna utež [ID]: G1841677

Izmerjena masa kontrolne uteži: _____

Kriterij sprejemljivosti: ± 0.5 mg (0.0005g)

Preverjanje uteži ustreza kriterijem sprejemljivosti
[DA/NE]: _____

Komentar: _____

Izvedel [Datum/podpis]: _____

Preveril [Datum/podpis]: _____

Datum preverjanja: _____

Ura preverjanja: _____

Očiščenost [DA/NE]: _____

Niveliranost [DA/NE]: _____

Notranja kalibracija [DA/NE]: _____

Preverjanje teže tehtnice

Kontrolna utež [ID]: G1841677

Izmerjena masa kontrolne uteži: _____

Kriterij sprejemljivosti: ± 0.5 mg (0.0005g)

Preverjanje uteži ustreza kriterijem sprejemljivosti
[DA/NE]: _____

Komentar: _____

Izvedel [Datum/podpis]: _____

Preveril [Datum/podpis]: _____