

|                                                                     |                          |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pharmahemp d.o.o., Koprška ulica 106C, SI-1000 Ljubljana, Slovenija |                          | <div>PharmaHemp®</div> |
| KAPLJICE                                                            |                          |                                                                                                           |
| Veljavno od:                                                        | Veljavno do:             | Šifra: <b>TP-PRO-001</b>                                                                                  |
|                                                                     |                          | Verzija: <b>05</b>                                                                                        |
|                                                                     |                          | Priloge: <b>2</b>                                                                                         |
| Izdelal: Klemen Božnik                                              | Pregledal: Gregor Gabron | Odobril: Tine Lavrič                                                                                      |

## POVZETEK SPREMEMB

| Verzija | Opis                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | Prva izdaja                                                                                                                                          |
| 02      | Popravek poglavja 4.2 zaradi uvedbe novih izdelkov                                                                                                   |
| 03      | Sprememba naziva dokumenta, dodane nove kratice organizacijskih enot, dopolnjeno poglavje 2. Odgovornosti. Popravljen reference na ostale dokumente. |
| 04      | Dodana sestava kosovnice za kapljice na vodni osnovi.                                                                                                |
| 05      | Sprememba odgovornosti v poglavju 2, sprememba oznake dokumenta. Popravek 4.2. Dodano poglavje 5.                                                    |

## RAZLAGA KRATIC IN POJMOV

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GMP</b> | Good Manufacturing Practice (Dobra proizvodna praksa)         |
| <b>NZD</b> | Navodilo za delo                                              |
| <b>SOP</b> | Standard Operating Procedure (Standardni operativni postopek) |
| <b>TP</b>  | Tehnološki postopek                                           |
| <b>QA</b>  | Quality Assurance (Zagotavljanje kakovosti)                   |
| <b>QC</b>  | Quality Control (Kontrola kakovosti)                          |

## KAZALO

|     |                                                                                      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | NAMEN IN PODROČJE UPORABE .....                                                      | 3 |
| 2.  | ODGOVORNOSTI .....                                                                   | 3 |
| 3.  | SUROVINE, MATERIALI IN OPREMA .....                                                  | 3 |
| 3.1 | Surovine .....                                                                       | 3 |
| 3.2 | Materiali .....                                                                      | 3 |
| 3.3 | Oprema .....                                                                         | 3 |
| 4.  | POSTOPKI.....                                                                        | 4 |
| 4.1 | Splošno o proizvodnih korakih.....                                                   | 4 |
| 4.2 | Sestava enostavne recepture kapljic iz olja in izvlečkov, z opcijskimi dodatki ..... | 4 |
| 4.3 | Sestava recepture kapljic na vodni osnovi .....                                      | 5 |

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAPLJICE</b> | <b>Pharma  Hemp®</b> |
|                 | Šifra: <b>TP-PRO-001</b>                                                                                |
|                 | Verzija: <b>05</b>                                                                                      |

|     |                                                                             |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.4 | Sestava kompleksnejših receptur za kapljice .....                           | 5 |
| 4.5 | Rok uporabe .....                                                           | 6 |
| 4.6 | Tehtanje surovin za kapljice .....                                          | 6 |
| 5.  | Homogenizacija surovin V POLIZDELEK .....                                   | 6 |
| 5.1 | Kapljice – splošen postopek .....                                           | 6 |
| 5.2 | Kapljice, ki vsebujejo dodane izolirane kislinske oblike kanabinoidov ..... | 6 |
| 5.3 | Sleep drops .....                                                           | 6 |
| 6.  | Polnjenje izdelkov .....                                                    | 7 |
| 7.  | Postopki polnjenja .....                                                    | 7 |
| 8.  | REFERENCE .....                                                             | 8 |
| 9.  | PRILOGE .....                                                               | 8 |

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAPLJICE | Pharma  Hemp® |
|          | Šifra: <b>TP-PRO-001</b>                                                                         |
|          | Verzija: <b>05</b>                                                                               |

## 1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Namen tega postopka je opis proizvodnje kapljic. Uporablja se za vse polizdelke proizvedene v lastnem proizvodnem obratu in se ne tiče polizdelkov proizvedenih pri zunanjih izvajalcih.

## 2. ODGOVORNOSTI

**Osebj**e organizacijske enote **PRO** je odgovorno za:

- seznanitev s tem TP, upoštevanje in izvajanje procesov proizvodnje navedenih v tem TP z namenom zagotavljanja kakovosti polizdelkov.

**Osebj**e organizacijske enote **QMS** je odgovorno za:

- seznanitev s tem TP in poznavanjem postopka za zagotavljanje ustreznega znanja potrebnega za pregled z njim povezanih proizvodnih poročil.

## 3. SUROVINE, MATERIALI IN OPREMA

### 3.1 Surovine

Identi s predpono SUR- v skladu s predvideno kosovnico.

### 3.2 Materiali

N/A

### 3.3 Oprema

- PR-001, Tehnica Mettler Toledo JL 1502-G
- PR-002, Tehnica Mettler Toledo XSR10001S/M
- PR-003, Tehnica Mettler Toledo PBD655-CC120
- PR-004, Mešalo Eurostar 60, IKA
- PR-005, Mešalo Eurostar 60, IKA
- PR-006, Termometer z vbodno sondo P300, Dostmann
- PR-007, Homogenizator HR100, Logar
- PR-008, Homogenizator HR100, Logar
- PR-009, Homogenizator HR100, Logar
- PR-010, Homogenizator HR100, Logar
- PR-023, Magnetno mešalo RCT Basic, IKA
- PR-036, Visokostrižno mešalo IKA UT 50 Digital
- PR-037, Tehnica Mettler Toledo ICS435k-15LA/f
- PR-038, Tehnica Mettler Toledo PTA456-600T
- OP-0002, Inox posoda 15 l
- OP-0003, Inox posoda 10 l
- OP-0004, Inox posoda 5 l
- OP-0005, Inox posoda 3,2 l
- OP-0006, Čaša - steklena 8 l, Duran
- OP-0007, Čaša - steklena 5 l, Duran
- OP-0008, Čaša - steklena 3 l, Duran
- OP-0009, Čaša - steklena 2 l, Duran
- OP-0011, Čaša - steklena 1 l, Duran
- OP-0011, Čaša - steklena 0,5 l, Duran
- OP-0012, Čaša steklena 0,2 l, Duran
- OP-0016, Magnet za magnetno mešalo

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAPLJICE | Pharma  Hemp® |
|          | Šifra: TP-PRO-001                                                                                |
|          | Verzija: 05                                                                                      |

## 4. POSTOPKI

### 4.1 Splošno o proizvodnih korakih

Proizvodnja kapljic je sestavljena iz štirih delov:

1. sestava kosovnice,
2. tehtanje surovin za kapljice - olja, oziroma vode v primeru kapljic na vodni osnovi, konopljinega izvlečka in drugih dodatkov,
3. homogenizacija surovin,
4. polnjenje polizdelka v embalažo.

Celoten postopek proizvodnje, skupaj z uporabljenimi napravami, opravljenimi analizami in porabljenim materialom je zaveden v proizvodnem zapisu za kapljice. Formular proizvodnega poročila se nahaja kot priloga posameznega SOP-a za proizvodnjo polizdelkov.

### 4.2 Sestava enostavne recepture kapljic iz olja in izvlečkov, z opsijskimi dodatki

Kapljice z vsebnostjo kanabinoidov so sestavljene iz t.i. nosilnega olja in konopljinega izvlečka. Dodatno je možno dodati različne dodatke in arome. Nosilno olje je med drugim lahko konopljino, olivno, MCT olje, mešanica olivnega in MCT olja, olje marule, olje grozdnih pečk, olje črne kumine. Konopljine izvlečke delimo na te, ki vsebujejo pretežno CBD in te, ki vsebujejo pretežno CBG, možni so tudi drugi prevladujoči kanabinoidi npr. CBN, CBC.

Dodatki in arome so lahko konopljini terpeni, poper, kurkumin, vitamini, arome ali drugi dodatki npr. po želji naročnika. Možna je tudi priprava kapljic, brez vsebnosti kanabinoidov, te ne vsebujejo konopljinih izvlečkov.

Bistven del recepture kapljic z vsebnostjo kanabinoidov je konopljin izvleček, ki prinese željeni delež kanabinoidov. Kapljice so običajno sestavljene tako, da doprinese izvleček HPHE 2,5 % CBD, Z izvlečkom PHEC dosegamo deleže od 2,5% dalje. Za sestavo drugih receptur se posvetuj z vodjo oddelka razvoj in raziskave oziroma prodaja v kolikor recepturo poda stranka. Sledečo enačbo uporabi za izračun surovin glede na posamezen kanabinoid, katerega koncentracijo ciljaš.

Za izračune surovin uporabi enačbe:

$$y = 1000 - \left( \frac{c2-b2}{a2-b2} \right) * 1000$$

$$x = (1000 - y) - \left( \frac{c1-b1}{a1-b1} \right) * 1000$$

$$z = 1000 - x - y$$

Kjer so:

- y - masa izvlečka 1
- x - masa izvlečka 2
- z - masa olja
- c1 - željen končni delež kanabinoida samo z izvlečkom 1
- c2 - željen končni delež kanabinoida z obema izvlečkoma
- b1 - delež kanabinoida v izvlečku 1
- b2 - delež kanabinoida v izvlečku 2
- a1 - začetni delež kanabinoida pred dodajanjem izvlečka 1
- a2 - začetni delež kanabinoida pred dodajanjem izvlečka 2



|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAPLJICE | Pharma  Hemp® |
|          | Šifra: TP-PRO-001                                                                                |
|          | Verzija: 05                                                                                      |

#### 4.5 Rok uporabe

Rok uporabnosti kapljic je običajno 18 mesecev, od datuma homogenizacije surovin v polizdelek, v kolikor se presodi drugače, je lahko krajši ali daljši na podlagi ustrezne argumentacije in zapisa v razvojnem poročilu.

#### 4.6 Tehtanje surovin za kapljice

Ravnaj se po navodilih v SOP-PRO-012 - Tehtanje.

### 5. HOMOGENIZACIJA SUROVIN V POLIZDELEK

#### 5.1 Kapljice – splošen postopek

**Korak 1:** Surovine, ki niso termolabilne homogeniziramo 65-75°C, vsaj 30 minut. V primeru dodajanja izolata CBN pa mora biti temperatura homogenizacije vsaj 77°C pri enakem času.

**Korak 2:** Za dodajanje termolabilnih dodatkov kot so vitamini, arome ipd., polizdelek ohladi na sobno temperaturo in nadaljuj s homogenizacijo. Pri hladni homogenizaciji mora biti homogenizator ali posoda v kateri se polizdelek homogenizira med ohlajanjem na sobno temperaturo pokrit.

#### 5.2 Kapljice, ki vsebujejo dodane izolirane kislinske oblike kanabinoidov

Kapljice, ki vsebujejo dodane izolirane kislinske oblike kanabinoidov, homogeniziraj po postopku v poglavju 4.4 V SOP-PRO-013 z uporabo visokostrižnega mešala.

**Korak 1:** Surovine, ki niso termolabilne homogeniziramo na 65-75°C, vsaj 30 minut. V primeru dodajanja izolata CBN pa mora biti temperatura homogenizacije vsaj 77°C pri enakem času. Za homogenizacijo uporabljamo naslednje parametre:

- Za velikost šarže 0,5 kg: Hitrost mešanja propellerskega mešala: 500-1000 rpm Čas skupnega mešanja: 10-20 min
- Za velikost šarže 5kg: Hitrost mešanja propellerskega mešala: 500-1000 rpm Čas skupnega mešanja: 20-40 min

**Korak 2:** Polizdelek ohladi na sobno temperaturo. Pri hladni homogenizaciji mora biti homogenizator ali posoda v kateri se polizdelek homogenizira med ohlajanjem na sobno temperaturo pokrit.

**Korak 3:** Dodaj surovine, ki vsebujejo kislinske oblike kanabinoidov. Temperatura homogenizacije kislinskih oblik ne sme preseči 45°C.

- Za velikost šarže 0,5 kg – 5 kg uporabljamo naslednje parametre: hitrost mešanja visokostrižnega mešala: 4000 rpm, čas skupnega mešanja: 10 min.
- Za velikost šarže 5 kg – 20 kg uporabljamo naslednje Parametre: hitrost mešanja visokostrižnega mešala: 8000-9000 rpm, hitrost mešanja propellerskega mešala: 600 rpm, čas skupnega mešanja: 20 min.

Po prenehanju mešanja z visokostrižnim mešalom, postavimo produkt v hladno vodno kopel in mešamo s propellerskim mešalom na 600 rpm, do sobne temperature. V tem koraku lahko dodaš še ostale morebitne termolabilne dodatke.

#### 5.3 Sleep drops

**Korak 1:** Zatehtaj 30% celotnega MCT olja in vanj zatehtaj celotni sončnični lecitin ter razmešaj pri temperaturi 65±5°C . Ko se vse surovine na videz raztopijo, polizdelek mešaj še:

Parametri mešanja za šaržo do velikosti 5kg:

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAPLJICE | Pharma  Hemp® |
|          | Šifra: <b>TP-PRO-001</b>                                                                         |
|          | Verzija: <b>05</b>                                                                               |

- 20-30 min
- 600 rpm  $\pm$  400 rpm s propelerskim mešalom

Parametri mešanja za šaržo, ki je večja od 5kg: 

- 30-60 min
- 1000 rpm  $\pm$  400 rpm s propelerskim mešalom

**Korak 2:** Surovine segrejemo na  $86\pm 3^{\circ}\text{C}$  ter mešanici dodamo melatonin. Ko mešanica doseže temperaturo nad  $83^{\circ}\text{C}$  se melatonin raztopi, mešanico mešamo pri tej temperaturi 15-20 min in zraven mešamo s propelerskim mešalom, pri hitrosti 400-1000 rpm ne glede na velikost šarže.

**POZOR:** Pri tehtanju melatonina mora biti prisotna še ena oseba poleg operaterja ali pa se natisne točno zatehtanje surovine, ki potrdi točnost zatehte.

**POZOR:** Mešanica po dodatku melatonina mora nujno preseči  $83^{\circ}\text{C}$ , da se melatonin popolnoma raztopi. Temperaturo preverimo s termometrom.

Celotna mešanica naj se v vodni banji/homogenizatorju meša vsaj 15 minut do popolnega raztapljanja melatonina. 

**Korak 3:** V mešanico dodamo še preostanek MCT olja (70%) ter CO<sub>2</sub> ekstrakt kamilice in melise, v še vedno vročo mešanico kjer upoštevamo parametre mešanja, ki so opisani v Koraku 1.

**Korak 4:** Po vnosu CO<sub>2</sub> ekstraktov začnemo ohlajati oljno mešanico ob mešanju s propelerskim mešalom. Parametri mešanja so enaki kot v koraku 1. Ko temperatura pade pod  $40^{\circ}\text{C}$  dodamo eterično olje bergamotke ter mešamo 10-15 min s propelerskim mešalom na 600 rpm  $\pm$  400 rpm. Vzamemo vzorec za analitiko.

## 6. POLNJENJE IZDELKOV

POMNI: Glede na navodila MAN/PRO se lahko izdelke polni v končno primarno ovojnino ali primarno ovojnino za shranjevanje. Proizvedeni materiali se lahko prodajo v razsutem stanju ali polnjeni v končno ovojnino. Glede ravnanja z opremo se ravnamo po SOP ustreznem za ta kos opreme. Polnimo lahko ročno, s pomočjo disperzerjev ali s katero od polnilnih enot.

Polnjenje izvedi glede na SOP-PRO-014 - Polnjenje v primarno in pakiranje v sekundarno ovojnino.

## 7. POSTOPKI POLNJENJA

- **Ročno polnjenje:** Ravnaj se po navodilih v poglavju 5.1, SOP-PRO-014 - Polnjenje v primarno in pakiranje v sekundarno ovojnino.
- **Polnjenje s pomočjo disperzorja:** Ravnaj se po navodilih v poglavju 5.2, SOP-PRO-014 - Polnjenje v primarno in pakiranje v sekundarno ovojnino.
- **Polnjenje s pomočjo polnilne enote Flexfeed 30:** Ravnaj se po navodilih v poglavju 5.3 SOP-PRO-014 - Polnjenje v primarno in pakiranje v sekundarno ovojnino.
- **Polnjenje s pomočjo polnilne enote CDA E Fill:** Ravnaj se po navodilih v poglavju 5.4, SOP-PRO-014 - Polnjenje v primarno in pakiranje v sekundarno ovojnino.
- **Polnjenje vsebnikov za izdelke v razsutem stanju:** Ravnaj se po navodilih v poglavju 5.6 in 5.7 SOP-PRO-014 - Polnjenje v primarno in pakiranje v sekundarno ovojnino.

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAPLJICE</b> | <b>Pharma  Hemp®</b> |
|                 | Šifra: <b>TP-PRO-001</b>                                                                                |
|                 | Verzija: <b>05</b>                                                                                      |

## 8. REFERENCE

- SOP-PRO-007 - Izdelava proizvodnega naloga
- SOP-PRO-009 - Proizvodna poročila za proizvodnjo polizdelkov
- SOP-PRO-012 - Tehtanje
- SOP-PRO-013 - Homogenizacija
- SOP-PRO-014 - Polnjenje in pakiranje v primarno in sekundarno ovojnino
- ISO 9001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve
- ISO/IEC 17025:2017 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
- ISO 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi
- ISO 22716:2007 - Kozmetika - Dobra proizvodna praksa (GMP) - Smernice za dobro proizvodno prakso
- Smernice z dne 19. marca 2015 o načelih dobre distribucijske prakse za zdravilne učinkovine za zdravila za uporabo v humani medicini (2015/C 95/01) (GDP)

## 9. PRILOGE

- Priloga 1: List usposabljanja/seznanjenosti
- Priloga 2: Zgodovina dokumenta

|                                                                           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAPLJICE</b><br><br><b>PRILOGA 1: List usposabljanja/seznanjenosti</b> | <b>Pharma  Hemp®</b> |
|                                                                           | Šifra: <b>TP-PRO-001</b>                                                                                |
|                                                                           | Verzija: <b>05</b>                                                                                      |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Obseg usposabljanja</b> |                 |
| <b>Obseg seznanjenosti</b> | <b>PRO, QMS</b> |

| Ime in priimek | Org. enota | Delovno mesto | U - Usposabljanje<br>S - Seznanjenost                 | Datum | Podpis |
|----------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| Ambrož Srčič   | PRO        | ASS/PRW       | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Ana Žagar      | PRO        | MAN           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Anita Stupar   | PRO        | JPM           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Barbara Fortun | PRO        | JPM           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Denis Šekić    | PRO        | PRW           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Edis Šekić     | PRO        | PRW           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Edita Karalić  | PRO        | PRW           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Matija Rudolf  | PRO        | PRW           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Mojca Ban      | PRO        | PRW           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
| Katja Fefer    | QMS        | ASS           | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
|                |            |               | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
|                |            |               | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
|                |            |               | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
|                |            |               | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |
|                |            |               | <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> S |       |        |

|                                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAPLJICE</b><br><br><b>PRILOGA 2: Zgodovina dokumenta</b> | <b>Pharma  Hemp®</b> |
|                                                              | Šifra: <b>TP-PRO-001</b>                                                                                |
|                                                              | Verzija: <b>05</b>                                                                                      |

| Verzija | Razlog za spremembo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veljavno od  | Zamenjano z<br>novo verzijo<br><small>(datum, podpis)</small> |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 01      | Prva izdaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.08. 2019  | 09. 01. 2020                                                  |
| 02      | Dopolnitev poglavja 4.2 zaradi uvedbe novih izdelkov. Dodana je možnost uporabe izvlečkov z večjim deležem CBG. Pod dodatke k kapljicam so uvrščene dodatno arome in vitamini. Posodobljeno je tudi poglavje 3.1 surovine.                                                                                                                                             | 09. 01. 2020 | 18. 08. 2020                                                  |
| 03      | Sprememba naziva dokumenta:<br>- star naziv TP-001 - Proizvodnja kaplic-02<br>- nov naziv TP-001 - Kapljice-03<br>Dodane nove kratice organizacijskih enot v skladu s spremembami organizacijske sheme podjetja. Dopolnjeno poglavje 2. Odgovornosti – odgovornosti so bolj definirane. Popravljene reference na ostale dokumente v besedilu in poglavju 6. Reference. | 18. 08. 2020 | 09. 02. 2021                                                  |
| 04      | Dodana točka 4.3 sestava kosovnice za kapljice na vodni osnovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09. 02. 2021 |                                                               |
| 05      | Spremenjena oznaka dokumenta:<br>- predhodna oznaka: TP-001- Kapljice-04<br>- nova oznaka: TP-PRO-001- Kapljice-05.<br>Dodana točka 4.4 z navodili za ravnanje v primeru kompleksnih receptur za kapljice. V točki 4.2 bolj jasno opisane t.i. enostavne recepture. Dodano poglavje 5, ki vsebuje pogoje homogenizacije posameznega tipa kapljic.                      |              |                                                               |